

Venus



Vaginale Verjüngung und
Behandlung des Beckenbodens



Ein Handstück, viele Anwendungsmöglichkeiten



- **Extrem hohe Behandlungsgeschwindigkeit** (≥ 0.1 ms / Punkt)
- **Stapelung** bis zu 10 Ebenen pro fraktioniertem Punkt
- **Flexible Punktabstände** (z.B. 200 - 2000 μ m, opt. Randomisation)
- **Einstellbare Mustergößen** (z.B. 1 - 12 mm)
- **Fraktionierter CombiScan** für oberflächliche und tiefe Punktemissionen in einem Durchlauf

Einfach wechselbare Endspiegel mit 360° und 45°



Intravaginale & äußere Behandlungen mit nur einem Scannersystem

Typische Anwendungen

- Vaginale Atrophie
- Stressinkontinenz
- Postpartum perineal trauma
- Vaginale Verjüngung
- Hautbehandlungen



Scannerfernsteuerung durch gut zugängliche Tasten am Handstück

Entnehmbare Linse zur einfachen Reinigung und Sterilisation



Effiziente Behandlungen mit leichter Handhabung



Spülgasanschluss vermeidet Rauchpartikel auf der Linse

Hochwertiger Edelstahl, leicht zu reinigen und sterilisieren

Große Scanmuster für eine zügige Behandlung